

## 5. Количественный анализ

Наименование		Производитель	Арт.
Прибор для проведения ПЦР с детекцией в реальном времени Rotor-Gene Q 6-каналов	Для проведения ПЦР с детекцией в реальном времени по 6-каналам (стандартные красители)	QIAGEN, Германия	9001720
Прибор для проведения ПЦР с детекцией в реальном времени Rotor-Gene Q 5-каналов HRM	Для проведения ПЦР с детекцией в реальном времени по 5-каналам (стандартные красители) с функцией HRM	QIAGEN, Германия	9001700
Амплификатор DW-T960	Для проведения стандартной ПЦР (подготовка к секвенированию, детекция по конечной точке), автономный, USB-порт	Dragon, Китай	
Амплификатор DW-B960	Для проведения стандартной ПЦР (подготовка к секвенированию, детекция по конечной точке), автономный	Dragon, Китай	
Набор реагентов Investigator Quantiplex Kit (200)	Для определения количества ДНК в образце с помощью ПЦР в реальном времени, рассчитан на 200 реакций	QIAGEN, Германия	387016
Набор реагентов Investigator Quantiplex HYres Kit (200)	Для определения количества общей и мужской ДНК в образце с помощью ПЦР в реальном времени, внутренний контроль, 200 реакций, чувствительность <1 пг/мкл.	QIAGEN, Германия	387116
Набор реагентов Investigator Quantiplex Pro Kit (200)	Для определения количества общей и мужской ДНК в образце с помощью ПЦР в реальном времени, внутренний контроль, 200 реакций, чувствительность <1 пг/мкл, повышенная чувствительность к мужской ДНК на фоне женской, время <1 часа	QIAGEN, Германия	387216
Набор реагентов Investigator Quantiplex Pro RGQ (200)	Для определения количества общей и мужской ДНК в образце с помощью ПЦР в реальном времени на оборудовани Rotor-Gene, внутренний контроль, 200 реакций, чувствительность <1 пг/мкл, повышенная чувствительность к мужской ДНК на фоне женской, время <1 часа	QIAGEN, Германия	387316
Пробирка 0.2 мл для ПЦР, плоская крышка	Для проведения ПЦР (классической и в реальном времени с детекцией по дну пробирки, подходит для Rotor-Gene Q и DW). Прозрачный пластик, сертифицировано на отсутствие ДНКаз, РНКаз, эндотоксинов. Упаковка – 1000 шт.	Артаса, Италия	
Пробирка 0.2 мл для ПЦР, выпуклая крышка	Для проведения ПЦР. Прозрачный пластик, сертифицировано на отсутствие ДНКаз, РНКаз, эндотоксинов. Упаковка – 1000 шт.	Артаса, Италия	
Пробирка 0.5 мл для ПЦР, плоская крышка	Для проведения ПЦР. Прозрачный пластик, сертифицировано на отсутствие ДНКаз, РНКаз, эндотоксинов. Упаковка – 1000 шт.	Артаса, Италия	
Пробирка 0.5 мл для ПЦР, выпуклая крышка	Для проведения ПЦР. Прозрачный пластик, сертифицировано на отсутствие ДНКаз, РНКаз, эндотоксинов. Упаковка – 1000 шт.	Артаса, Италия	
Пробирка 0.2 мл для ПЦР, плоская крышка	Для проведения ПЦР. Прозрачный пластик, сертифицировано на отсутствие ДНКаз, РНКаз, эндотоксинов. Упаковка – 1000 шт.	Китай	
Стрипы по 8 пробирок 0.2 мл для ПЦР	Для проведения ПЦР, стрипы по 8 пробирок, 200 мкл, крышки отдельно. Прозрачный пластик, сертифицировано на отсутствие ДНКаз, РНКаз, эндотоксинов.	Китай	



СнабЛаб

+7(495)660-35-58

многоканальный

Стрипы по 12 пробирок 0.2 мл для ПЦР	Для проведения ПЦР, стрипы по 12 пробирок, 200 мкл, крышки отдельно. Прозрачный пластик, сертифицировано на отсутствие ДНКаз, РНКаз, эндотоксинов.	Китай	
Крышки для стрипов по 8 шт., плоские, бесцветные	Крышки для стрипов по 8 шт., плоские, бесцветные.	Китай	
Крышки для стрипов по 8 шт., выпуклые, бесцветные	Крышки для стрипов по 8 шт., выпуклые, бесцветные.	Китай	
Крышки для стрипов по 12 шт., плоские, бесцветные	Крышки для стрипов по 12 шт., плоские, бесцветные.	Китай	
Крышки для стрипов по 12 шт., выпуклые, бесцветные	Крышки для стрипов по 12 шт., выпуклые, бесцветные.	Китай	



СнабЛаб

+7(495)660-35-58

многоканальный