

2. Обработка и гомогенизация биоматериала

Наименование		Производитель	Арт.
Гомогенизатор лабораторный TissueLyser II	Для гомогенизации биологических образцов (кости) используются специальные стальные стаканы (возможно предварительная заморозка с целью снижения деградации ДНК от перегревания)	QIAGEN, Германия	85300
Лабораторный реагент Buffer G2	Для предварительной обработки образцов перед проведением лизиса	QIAGEN, Германия	1014636
Колонки для фильтрации Investigator Lyse&Spin Basket (50 или 250)	Для гомогенизации ткани (за счёт центрифужной силы создаётся ток через сито колонки, твёрдые частицы остаются на поверхности сита)	QIAGEN, Германия	19597, 19598



СнабЛаб

+7(495)660-35-58

многоканальный