



Снаблaб (<https://snablab.ru>)

[Главная](#) > Облучатель рециркулянт.ОБНР 2

---

## [Облучатель рециркулянт.ОБНР 2](#) [1]



**БАКТЕРИЦИДНЫЙ ОБЛУЧАТЕЛЬ-РЕЦИРКУЛЯТОР ОБНР 2×15-01"КАМА"** Облучатель бактерицидный закрытого типа (рециркулятор) ОБНР 2×15-01 качество оборонных технологий! Рекомендуется для дезинфекции воздуха в помещении больниц, школ, детских садов, офисов, стоматологических кабинетов в присутствии людей.

Облучатель-рециркуляр обеззараживает воздух излучением ультрафиолетовых лучей. Длина УФ волн 253,7нм наиболее эффективна по уничтожению различных микроорганизмов, находящихся в воздухе внутри помещений. Укомплектован двумя беззонными бактерицидными лампами низкого давления типаTUV 15, ДБ 15. Вентилятор, с помощью которого осуществляется циркуляция воздуха, имеет низкий уровень шума. Облучатель укомплектован импортными комплектующими элементами, фильтрами радиопомех, компенсационным конденсатором, снижающим потребляемую мощность.

### **Техническая характеристика:**

- Бактерицидная эффективность 99,9%
- Производительность при бактерицидной эффективности 95% по золотистому стафилококку 65 м<sup>3</sup>/час
- Уровень шума 56 дБа
- Средняя скорость воздушного потока 1,0 м/сек
- Питание 50 Гц, 220±22 В
- Потребляемая мощность 50 Вт

- Вес облучателя 5 кг
- Средний срок службы 5 лет
- Безопасность соответствует ГОСТ Р 50267.0-92 класс защиты I типа В
- Габариты 750x150x150 мм
- Тип бактерицидной лампы PHILIPS TUV 15W -2шт.

Производитель ФКП «Пермский пороховой завод»

Раздел каталога:

[Бактерицидные облучатели](#) [2]

---

**Source URL (modified on 24.09.2020 - 13:35):**

<https://snablab.ru/medicinskoe/sterilizacionnoe/baktericidnye-obluchateli/obluchatel-recirkulyatobnr-2>

**Ссылки**

[1] <https://snablab.ru/medicinskoe/sterilizacionnoe/baktericidnye-obluchateli/obluchatel-recirkulyatobnr-2>

[2] <https://snablab.ru/medicinskoe/sterilizacionnoe/baktericidnye-obluchateli>