



Снаблaб (<https://snablab.ru>)

[Главная](#) > Shaker MR - 1

Shaker MR - 1 [1]



Рокер MR-1 обеспечивает регулируемое мягкое покачивание платформы и перемешивание. Шейкер компактен, бесшумен, предназначен для индивидуального использования. Идеален для отмывки минигелей после электрофореза, для проведения реакций Northern, Southern, Western blots. Дополнительный адаптер TP-26 (для 26 пробирок диаметром до 11 мм)

Резиновый коврик, расположенный на платформе рокера, обеспечивает устойчивое положение сосудов во время покачивания.

Может эксплуатироваться в холодных комнатах и биологических инкубаторах при температуре от +4°C до +40°C.

Дополнительный пупырчатый коврик PDM обеспечивает фиксацию пробирок любого размера

Диапазон регулирования скорости 7,5-30 об/мин

Платформа с нескользящим резиновым покрытием для чашек Петри и ванночек (включена в стандартную комплектацию)

Размеры рабочей поверхности 200x200 мм

Цифровой таймер 1 мин-23 ч 59 мин

Покачивающее движение

Угол наклона платформы	7°
Максимальная нагрузка	0,5 кг
Размеры	220 x 205 x 120 мм
Вес, не более	2 кг
Внешний блок питания	DC 12 В, 500 мА

Цена действительна на 12.02.2018 по курсу Евро ЦБ РФ. Актуальная цена на данный момент указана в [прайсе](#) [2].

Раздел каталога:

[Шейкеры лабораторные](#) [3]

Source URL (modified on 24.09.2020 - 12:46):

<https://snablab.ru/obshchelaboratornoe/probopodgotovka/sheykery-laboratornye/shaker-mr-1>

Ссылки

[1] <https://snablab.ru/obshchelaboratornoe/probopodgotovka/sheykery-laboratornye/shaker-mr-1>

[2] http://snablab.ru/files/price_russia_snablab_2018.pdf

[3] <https://snablab.ru/obshchelaboratornoe/probopodgotovka/sheykery-laboratornye>