

## **Холодильник Libherr LKPv 6522 MediLine** [1]



Цена по запросу.

Брутто-объем, общий [L]	601
Размеры [см]	215/70/83
Полезная внутренняя глубина [см]	70
Полезная внутренняя ширина [см]	52
Полезная внутренняя высота [см]	155
Система охлаждения холодильной камеры	динамический
Метод оттаивания холодильной камеры	автоматический
Диапазон температур холодильной камеры [°C]	от 0°C до +16°C
Материал корпуса	Сталь
Цвет	белый
Материал двери/крышки	изолирующая стеклянная дверь
Материал внутренних емкостей	Хромоникелевая сталь
Тип управления	Электронное управление с текстовым дисплеем

Внутреннее освещение холодильной камеры	Deckenbeleuchtung, separat schaltbar
Индикатор температуры холодильной камеры	снаружи цифровой
Неисправность: Предупредительный сигнал	оптический и акустический
Контакт с гальванической развязкой	✓
Интерфейс	RS 485
Накопители холодильной камеры	5
из них регулируемый	4
Материал накопителей, холодильная камера	Решетки с пластмассовым покрытием
Загрузочная емкость холодильного отделения [кг]	60
Ручка	ручка
Педальный открыватель	-
Замок	имеется
автоматически закрываемые двери	✓
Дверной упор	справа сменный
Изоляция [мм]	83-60
Вес Брутто [кг]	167
Вес нетто [кг]	141
Климатический класс	T (5)
Хладагент	R 290
Потребляемая мощность [Вт]	2,0 А
Напряжение [В]	220-240

Раздел каталога:

[Холодильники медицинские](#) [2]

---

**Source URL (modified on 03.02.2017 - 15:58):**

<https://snablab.ru/medicinskoe/holodilnoe/holodilniki/holodilnik-libherr-lkpv-6522-mediline>

**Ссылки**

[1] <https://snablab.ru/medicinskoe/holodilnoe/holodilniki/holodilnik-libherr-lkpv-6522-mediline>

[2] <https://snablab.ru/medicinskoe/holodilnoe/holodilniki-medicinskie>