

Холодильник FKEX 5000 MediLine [1]



Цена по запросу.

Брутто-объем, общий [L]	500
Размеры [см]	151,6/75,2/71
Полезная внутренняя глубина [см]	53,7
Полезная внутренняя ширина [см]	65,2
Полезная внутренняя высота [см]	133,8
Система охлаждения холодильной камеры	статический
Метод оттаивания холодильной камеры	автоматический
Диапазон температур холодильной камеры [°C]	от +2°C до +10°C
Материал корпуса	Сталь
Цвет	белый
Материал двери/крышки	Сталь
Материал внутренних емкостей	белая пластмасса
Тип управления	Механическое управление
Индикатор температуры холодильной камеры	-

Контакт с гальванической развязкой	-
Интерфейс	-
Накопители холодильной камеры	6
из них регулируемый	5
Материал накопителей, холодильная камера	Стекло
Загрузочная емкость холодильного отделения [кг]	40
Высота регулируемых ножек [см]	-
Ручка	Эргономичная рукоятка
Педальный открыватель	-
Замок	имеется
автоматически закрываемые двери	-
Дверной упор	справа сменный
Вес Брутто [кг]	78
Вес нетто [кг]	73
Климатический класс	SN
Хладагент	R 600a
Потребляемая мощность [Вт]	1,0 А
Напряжение [В]	220-240

Раздел каталога:

[Холодильники медицинские](#) [2]

Source URL (modified on 03.02.2017 - 16:02):

<https://snablab.ru/medicinskoe/holodilnoe/holodilniki/holodilnik-fkex-5000-mediline>

Ссылки

[1] <https://snablab.ru/medicinskoe/holodilnoe/holodilniki/holodilnik-fkex-5000-mediline>

[2] <https://snablab.ru/medicinskoe/holodilnoe/holodilniki-medicinskie>