



Снаблaб (<https://snablab.ru>)

[Главная](#) > Дозатор одноканальный DragonLab переменного объема 10-100 мкл

---

## Дозатор одноканальный DragonLab переменного объема 10-100 мкл [1]



Механические дозаторы серии TopPette

Технические характеристики:

- легкий, эргономичный, дизайн дозатора повторяет форму ладони, благодаря чему минимизирует физические нагрузки при рутинных процедурах дозирования
- точность и воспроизводимость результатов на цифровом дисплее
- диапазон объема 0,1 мкл до 10 мл
- простая самостоятельная калибровка и легкое ручное управление
- механизм дозатора серии TopPette позволяет избежать заболеваний плеч, рук, запястий при многократных повторяющихся действиях во время дозирования
- откалиброван в соответствии с ISO 8655.
- частично автоклавируемый (ось держателя наконечника подвергается стерилизации)

Преимущества:

- регулирование объема путем легкого вращения и фиксации кнопки рукоятки дозатора
- эргономичная опора для пальца
- сбрасыватель наконечника и посадочный конус легко снимаются
- посадочный конус изготовлен из качественных химических материалов, обеспечивающих надежную химическую стойкость

- корпус дозатора выполнен из высококачественного пластика, устойчивого к химически активным средам

Одноканальные дозаторы TopPette переменного объема						
Диапазон объема, мкл	Дискретность	Объем тестирования, мкл	Точность		Воспроизводимость	
			%	μL	%	μL
10-100μL	1μL	100μL	0.80%	0.8	0.15%	0.15
		50μL	1.00%	0.5	0.40%	0.2
		10μL	3.00%	0.3	1.50%	0.15

Раздел каталога:

[Дозаторы одноканальные переменного объема](#) [2]

**Source URL (modified on 24.09.2020 - 12:25):**

<https://snablab.ru/dozatory/mechanicheskie-dozatory-toppette/dozatory-serii-toppette-peremennogo-obema/dozator-odnokanalnyy-toppette-peremennogo-obema-10-100-mkl>

**Ссылки**

- [1] <https://snablab.ru/dozatory/mechanicheskie-dozatory-toppette/dozatory-serii-toppette-peremennogo-obema/dozator-odnokanalnyy-toppette-peremennogo-obema-10-100-mkl>
- [2] <https://snablab.ru/dozatory/mechanicheskie-dozatory-dragonlab/dozatory-odnokanalnye-peremennogo-obema>