

## **Дозатор DragonLab фиксированного объема 25 мкл** [1]



Цена 1 900

Механические дозаторы серии TopPette

Технические характеристики:

- легкий, эргономичный, дизайн дозатора повторяет форму ладони, благодаря чему минимизирует физические нагрузки при рутинных процедурах дозирования
- точность и воспроизводимость результатов на цифровом дисплее
- диапазон объема 0,1 мкл до 10 мл
- простая самостоятельная калибровка и легкое ручное управление
- механизм дозатора серии TopPette позволяет избежать заболеваний плеч, рук, запястий при многократных повторяющихся действиях во время дозирования
- откалиброван в соответствии с ISO 8655.
- частично автоклавируемый (ось держателя наконечника подвергается стерилизации)

Преимущества:

- регулирование объема путем легкого вращения и фиксации кнопки рукоятки дозатора
- эргономичная опора для пальца
- сбрасыватель наконечника и посадочный конус легко снимаются
- посадочный конус изготовлен из качественных химических материалов, обеспечивающих надежную химическую стойкость
- корпус дозатора выполнен из высококачественного пластика, устойчивого к химически активным средам

Одноканальные дозаторы TopPette фиксированного объема

Диапазон объема, мкл	Дискретность	Объем тестирования, мкл	Точность		Воспроизводимость	
			%	μL	%	μL
25μL	-	25μL	0.5%	0.125	0.3%	0.075

Раздел каталога:

[Дозаторы одноканальные фиксированного объема](#) [2]

**Source URL (modified on 23.08.2018 - 10:50):**

<https://snablab.ru/dozatory/mechanicheskie-dozatory-toppette/dozatory-fiksirovannogo-obema/dozator-toppette-fiksirovannogo-obema-25-mkl>

**Ссылки**

- [1] <https://snablab.ru/dozatory/mechanicheskie-dozatory-toppette/dozatory-fiksirovannogo-obema/dozator-toppette-fiksirovannogo-obema-25-mkl>
- [2] <https://snablab.ru/dozatory/mechanicheskie-dozatory-dragonlab/dozatory-odnokanalnye-fiksirovannogo-obema>