

Дозатор DragonLab фиксированного объема 500 мкл [1]



Цена 1 900

Механические дозаторы серии TopPette

Технические характеристики:

- легкий, эргономичный, дизайн дозатора повторяет форму ладони, благодаря чему минимизирует физические нагрузки при рутинных процедурах дозирования
- точность и воспроизводимость результатов на цифровом дисплее
- диапазон объема 0,1 мкл до 10 мл
- простая самостоятельная калибровка и легкое ручное управление
- механизм дозатора серии TopPette позволяет избежать заболеваний плеч, рук, запястий при многократных повторяющихся действиях во время дозирования
- откалиброван в соответствии с ISO 8655. В комплект каждого дозатора входит индивидуальными сертификат о поверке
- частично автоклавируемый (ось держателя наконечника подвергается стерилизации)

Преимущества:

- регулирование объема путем легкого вращения и фиксации кнопки рукоятки дозатора
- эргономичная опора для пальца
- сбрасыватель наконечника и посадочный конус легко снимаются
- посадочный конус изготовлен из качественных химических материалов, обеспечивающих надежную химическую стойкость
- корпус дозатора выполнен из высококачественного пластика, устойчивого к химически активным средам

Одноканальные дозаторы TopPette фиксированного объема

Диапазон объема, мкл	Дискретность	Объем тестирования, мкл	Точность		Воспроизводимость	
			%	μL	%	μL
500μL	-	500μL	0.3%	1.5	0.2%	1.0

Раздел каталога:

[Дозаторы одноканальные фиксированного объема](#) [2]

Source URL (modified on 23.08.2018 - 10:55):

<https://snablab.ru/dozatory/mechanicheskie-dozatory-toppette/dozatory-fiksirovannogo-obema/dozator-toppette-fiksirovannogo-obema-500-mkl>

Ссылки

- [1] <https://snablab.ru/dozatory/mechanicheskie-dozatory-toppette/dozatory-fiksirovannogo-obema/dozator-toppette-fiksirovannogo-obema-500-mkl>
- [2] <https://snablab.ru/dozatory/mechanicheskie-dozatory-dragonlab/dozatory-odnokanalnye-fiksirovannogo-obema>