

Термошейкер PST-100HL [1]



Цена 1 244

Технические характеристики термошейкера PST-60HL:

Диапазон температуры	+25°C ... +100°C
Диапазон регулирования температуры	+5°C выше комн. ...+100°C
Стабильность температуры	±0,1°C
Шаг установки температуры	0,1°C
Равномерность распределения температуры (при 37 °C)	±0,2°C
Максимальная скорость нагрева	5,5°C/мин
Защита от перегрева	150°C
Скорость вращения	250-1200об/мин (шаг 10об/мин)
Цифровая установка времени	1мин-96ч./непрерывно
Орбита	2мм
Количество планшетов на платформе/ максимальная высота планшета	2шт /18мм
Экран	ЖК
Вес	5,9 кг
Размеры платформы (ДхШ)	250x150 мм
Габаритные размеры (ДхШхВ)	270x260x125мм

Мощность	60Вт
Потребляемая мощность	100-240 В, 50/60 Гц; выход 12В

Раздел каталога:

[Оборудование для ПЦР](#) [2]

Source URL (modified on 05.12.2018 - 20:38): <https://snablab.ru/oborudovanie-dlya-pcr/termosheyker-pst-100hl>

Ссылки

[1] <https://snablab.ru/oborudovanie-dlya-pcr/termosheyker-pst-100hl>

[2] <https://snablab.ru/oborudovanie-dlya-pcr>