

АМПЛИФИКАТОР ПЦР В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ GENTIER 96R

[1]



Цена 1 393 600

Технические характеристики:

Кол-во лунок	96
Размер реакционной лунки	от 0 до 100 мкл
Типы расходных материалов:	96 луночные планшеты (0,2 мл) 8-ми луночные стрипы (0,2 мл) пробирки для ПЦР (0,2 мл)
Температурный режим	от 0 до °C
Метод нагревания/охлаждения	элемент Пельтье
Максимальная скорость нагрева	6,1°C/сек
Средняя скорость нагрева	4,5°C/сек
Максимальная скорость охлаждения	5,0°C/сек
Средняя скорость охлаждения	2,8°C/сек
Точность температуры:	+(-) 0,1 C

Градиент	-
Нагревание крышки	от комнатной температуры до 110°C
Детектор	фотодиод
Метод определения	одновременно до 4 каналов
Габариты:	355 x 480 x 485 мм
Вес	до 30 кг

Раздел каталога:

[Оборудование для ПЦР](#) [2]

Source URL (modified on 06.12.2018 - 09:52):

<https://snablab.ru/oborudovanie-dlya-pcr/amplifikator-pcr-v-realnom-vremeni-gentier-96r>

Ссылки

[1] <https://snablab.ru/oborudovanie-dlya-pcr/amplifikator-pcr-v-realnom-vremeni-gentier-96r>

[2] <https://snablab.ru/oborudovanie-dlya-pcr>