

GENTIER 48R АМПЛИФИКАТОР ПЦР В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ

[1]

Цена 643 200

Технические характеристики:

Кол-во лунок	48
Размер реакционной лунки	от 0 до 100 мкл
Типы расходных материалов:	48 луночные планшеты (0,2 мл)
	8-ми луночные стрипы (0,2 мл)
	пробирки для ПЦР (0,2 мл)
Температурный режим	от 0 до 100 °С
Метод нагревания/охлаждения	элемент Пельтье
Максимальная скорость нагрева	8 °С/сек
Средняя скорость нагрева	6,1 °С/сек
Максимальная скорость охлаждения	6,1 °С/сек
Средняя скорость охлаждения	4°С
Точность температуры:	+(-) 0,1 С
Градиент	-
Нагревание крышки	от комнатной температуры до 110°С
Детектор	фотодиод
Метод определения	одновременно до 2 каналов
Габариты:	260X400X260мм
Вес	

Раздел каталога:

[Оборудование для ПЦР](#) [2]

Source URL (modified on 07.12.2018 - 11:00):

<https://snablab.ru/oborudovanie-dlya-pcr/gentier-48r-amplifikator-pcr-v-realnom-vremeni>

Ссылки

[1] <https://snablab.ru/oborudovanie-dlya-pcr/gentier-48r-amplifikator-pcr-v-realnom-vremeni>

[2] <https://snablab.ru/oborudovanie-dlya-pcr>