

Амплификатор Termix [1]



Особенности: Амплификатор Termix сочетает в себе отличные характеристики и низкую цену, разработан учёными Академгородка в Новосибирске. Это замечательное бюджетное решение для учебных заведений, лабораторий, занимающихся ПЦР. Амплификатор Termix компактен, что делает его актуальным в передвижных полевых условиях. Сертификат соответствия №10189240. Вы можете использовать с прибором наборы для классической ПЦР.

У амплификатора Termix подогреваемая крышка, которая позволяет проводить ПЦР без минерального масла. Устанавливаемые пробирки 16 штук по 200 мкл, с любой конфигурацией крышки пробирки. Максимальная скорость нагрева/охлаждения 2°C. Температурный диапазон подогреваемой крышки: 50°C-115°C. Температурный диапазон блока с пробирками: 10°C-99°C. Цветной дисплей 1.8 дюйма. Габариты: 160x100x114 мм. Вес 1000 г. Питание 16В (блок питания 220 вольт). Прибор позволяет создавать до 6 программ 9 стадийного процесса амплификации каждая.

Важно:

Нагревательная крышка регулируется по высоте винтом. Не прилагайте чрезмерных усилий при закручивании и откручивании крышки во избежание ее поломки или заклинивания!

Эксплуатация прибора должна проходить при температуре не ниже 21-26°C и относительной влажности воздуха не более 70%.

Стоимость 72000 р, доставка.

Раздел каталога:

[Оборудование для ПЦР](#) [2]

Source URL (modified on 18.10.2019 - 14:47): <https://snablab.ru/oborudovanie-dlya-pcr/amplifikator-termix>

Ссылки

[1] <https://snablab.ru/oborudovanie-dlya-pcr/amplifikator-termix>

[2] <https://snablab.ru/oborudovanie-dlya-pcr>