

Верхнеприводная механическая мешалка JJ-5 [1]



Цена 9 900

Верхнеприводная механическая мешалка JJ 5 - это высокая скорость перемешивания, современный бесшумный мотор позволяет перемешивать любые жидкости, различной вязкости и консистенции. На данной мешалке не нужно заменять перемешивающие лопасти. Есть температурный датчик. Что очень хорошо зарекомендовало их среди клиентов.

Питание	220Вт 50Гц
Мощность потребляемая/воспроизводимая	30Вт
Диапазон скорости	0 -2500 об / мин, пошаговая регулировка скорости
Регулировка времени	0-120 мин
Вес	9кг
Размер коробки	350x210x190мм

Раздел каталога:

[Механические мешалки](#) [2]

Source URL (modified on 21.09.2017 - 15:58):

<https://snablab.ru/obshchelaboratornoe/probopodgotovka/mechanicheskie-meshalki/verhneprivodnaya-mechanicheskaya-meshalka-jj-5>

Ссылки

[1]
<https://snablab.ru/obshchelaboratornoe/probopodgotovka/mechanicheskie-meshalki/verhneprivodnaya-mechanicheskaya>

a-meshalka-jj-5

[2] <https://snablab.ru/obshchelaboratornoe/probopodgotovka/mehanicheskie-meshalki>